
SHIBATA VALVE SYSTEM

FLEXPANDER

SYSTEM

for MICS!



株式会社ユニメディック

SHIBATA VALVE SYSTEM FLEXPANDER

“見たいところを見たいように” 展開できます。



830-0010

フレックスパンダー

- 99.9%スズ製
- 鑷子で自在に曲げられる
- 滑りにくいディンプル加工
- 僧房弁内に挿入
→ 弁下部の視野展開



830-0100

ストレッチローラー

使用後のフレックスパンダーを
きれいに伸ばせます。

SHIBATA左房鉤

切開創からのセッティングで
容易に良好な視野を確保可能。



830-5000.AL

830-5100.AL



小さな切開部からもたたくで
挿入できます。



左房鉤に取り付けられます。



見たいところを見たいように
展開できます。

SHIBATAバルブシステム フレックスパンダー

品番	品名	メーカー名	届出番号
830-0010	フレックスパンダー 左房用 90×16mm	株式会社オーゼットケー	27B1X00056016001
830-0020	フレックスパンダー 左房用 120×16mm	株式会社オーゼットケー	
830-0030	フレックスパンダー 僧房弁用 90×23mm	株式会社オーゼットケー	
830-0100	ストレッチローラー	株式会社オーゼットケー	
830-5000.AL	SHIBATA左房鉤 直型 ショート	株式会社アルパテック	
830-5000.L.AL	SHIBATA左房鉤 直型 ロング	株式会社アルパテック	
830-5100.AL	SHIBATA左房鉤 オフセット型 ショート	株式会社アルパテック	
830-5100.L.AL	SHIBATA左房鉤 オフセット型 ロング	株式会社アルパテック	

製造販売業者



株式会社ユニメディック

本社
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目6番28号 オクタス西天満ビル2階
TEL 06-6316-7330 FAX 06-6316-7331

東京営業所
〒111-0042 東京都台東区寿1丁目8番1号 寿マンション1階
TEL 03-5828-7401 FAX 03-5828-7402

福岡営業所
TEL 093-644-0221 FAX 093-644-0231

URL: <http://unimedic.co.jp> E-mail: inquiry@unimedic.co.jp

OZK 株式会社オーゼットケー

AlbaTech



一般財団法人ものづくり医療コンソーシアム